

Part 3 LC (LC/MS) カラム



弊社は、HPLC 分析が初まった時から、30 年以上にわたり、LC カラムを製造しております。高純度シリカ製造から、化学結合基の導入、カラム充填まで全てのプロセスを自社で行っており、LC カラムの分野でのリーダーを自負いたしております。

最初の球状シリカである Hypersil (1976 年)、最初の不活性化処理シリカである Hypersil BDS(1988 年)、最近発売の良好なピーク形状を与える Hypersil GOLD(2004 年)に到るまで、この間、常にクロマト分離技術の最前線に立ち続けて来ました。

弊社の優れた LC カラムは、あらゆる試料を分析できますし、グローバルに入手することが可能です。専門知識と深い経験に裏づけられた技術スタッフが皆様の LC 分析をこれからもサポートしてまいります。

HPLCカラムの選択




次頁以降に、LC分析法を開発するに際し、参考となる有用な情報を記載していますので、ご参照ください。具体的には、LC/MS用カラムの選択やUSPのカラムコードについて記載しています。また、サーモサイエントフィック製HPLCカラムの固定相仕様について、一覧表にまとめました。さらに他社カラムとそれに置き換えられる弊社カラムについてもまとめています。弊社LCカラム個々の特徴は右の図に示す様に、AUG(Advanced User Graphic)にて分かり易く表示をしています。例えば、Hydrophobicity(疎水性)の値が大きければ、中性試料に対する保持が強くなり、あるいは移動相に含まれる有機溶媒比率が大きくなる直感的に理解できます。

逆にその値が小さければ、保持し分離する為には移動相中の水の割合を増やす必要があることが分かります。

pH RangeのAUGにより、使用可能なpH範囲が直ちに分かります。Pore SizeのAUGにより、タンパク質、ペプチドに適するカラムか否かも、視覚的に理解できます。% CarbonのAUGは、疎水性と関連していません。C(%)が増えると保持が強くなり、少ないと保持が弱くなるのが視覚的に理解できます。

数多いカラムの中であなたの試料が必要とするカラムを素早く選択するために、このAUGグラフィックス表示をお使い下さい。カラム選択で何か疑問点・不明点があれば、御気軽にお問合せ下さい。弊社カラムサポートがお答えいたします。




HPLC固定相と応用対象

| 一般名 | 別名 | Functional Group | Normal Phase | Reverse Phase | Ion Exchange | HILIC | 応用 |
|-------------------------|--|---|--------------|---------------|--------------|-------|---|
| Silica | Silica | -OH | ✓ | | | ✓ | 非極性～中極性試料の分離に適する |
| C1 | SAS | -(CH ₃) ₃ | | ✓ | | | アルキル基結合カラム中、最も保持力弱く、通常、中極性あるいは複数の官能基を持つ試料の分析に使用 |
| C4 | Butyl | -C ₄ H ₉ | | ✓ | | | ペプチド、タンパク質の分離用、C8,C18に比べ保持力は弱い |
| C8 | MOS | -C ₈ H ₁₇ | | ✓ | | | C18より保持力が弱く、一般に分子量の小さいペプチド、タンパク質の分離に使用する。医薬品、ステロイド、環境試料の分析にも使用される。 |
| C18 | ODS | -C ₁₈ H ₃₇ | | ✓ | | | アルキル結合カラム中、保持力が最も強い。医薬品、ステロイド、脂肪酸フタル酸エステル、環境試料などに幅広く使用される |
| Cyano | CPS, CN | -(CH ₂) ₃ CN | ✓ | ✓ | | | 極性試料に対し、ユニークな分離選択性を示す。順相グラジエントでの使用は、シリカカラムより適している。逆相で使用の場合、C8, C18とは分離選択性が異なる。医薬品分析、多種類の化合物を含む試料の分析に適する |
| Amino | APS | -(CH ₂) ₃ NH ₂ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | HILIC(逆逆相) モードで炭水化物や高極性試料の分析に適する。弱陰イオン交換モードでは、アニオンや有機酸の分析に適する。 |
| Phenyl | | -(CH ₂) ₂ C ₆ H ₅ | | ✓ | | | 芳香族化合物、中極性試料の分析に適する |
| Pentafluorophenyl | PF5 | -C ₆ F ₅ | | ✓ | | | 他のカラムに比べて、分離選択性が異なり、保持力も強い。含ハロゲン化合物、極性化合物、異性体分離に適する。 |
| Diol | | -(CH ₂) ₂ O CH ₂ (CH ₂ OH) ₂ | ✓ | ✓ | | ✓ | 逆相では、タンパク質、ペプチドの分離に適する。順相ではシリカカラムと同様の分離選択性を示す。但し、シリカに比べ極性は弱い。 |
| SCX | Strong Cation Exchanger | -RSO ₃ H ⁻ | | | ✓ | | 有機塩基の分離 |
| SAX | Strong Anion Exchanger | -RN ⁺ (CH ₃) ₃ | | | ✓ | | 有機酸、ヌクレオチド、ヌクレオシドの分離 |
| AX | Anion Exchanger Polyethyleneimine (PEI) | -(CH ₂ CH ₂ NH-) _n | | | ✓ | ✓ | 有機酸、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチドの分析 |
| Porous graphitic carbon | PGC | 100% carbon | ✓ | ✓ | | | 汎用のシリカODS系カラムなどで保持が困難な高極性試料の分離や構造が似通った化合物(異性体)などの分離に優れる。 |


LCカラムの選択ガイド

新たに分析法を開発するに当たり、試料の物理的、化学的性質、分析モード、表面での固定相-試料間に働く力などを考慮する必要があります。カラム選択には、以下のガイドを参考にしてください。



生体高分子サンプルでのLCカラムの選択

生体分子分析用のカラムの選択は、幾分複雑な面があります。それは、生体試料の分子量は大きいものから小さいものまで様々であり、さらには生体試料の組成は複雑で、化学的性質なども様々なためです。次のガイドに従って、カラムを選択されることをお勧めします。




For more information on the HPLC analysis of biomolecules, please request our Technical Guide TG20026.

LC/MS用カラムの選択ガイド

LC/MS応用分析用に様々なカラムデザイン
の様々な充填剤を用意しております。以下
のガイドに従って、カラムデザイン、内
径、長さ、充填剤を選んでください。高速
分析、高感度分析、高分離効率など、目的
に応じて、種々のカラムハードウェアがあ
ります。最適な分離が得られる様に、種々
の充填剤を取り揃えています。

LC/MS分析用カラムハードウェアの選択

| LC/MS Application | Column Hardware Design | Description |
|---------------------------|--|---|
| High throughput analysis | DASH™ HTS columns | Short, fast columns 20 x 2.1 mm Labeled and serialized Economical multi-packs |
| | Javelin™ HTS columns | Direct-connection columns Slim design, 20 mm length 1 mm to 4.6 mm ID |
| High sensitivity analysis | KAPPA™ capillary columns | Capillary columns 75 µm to 500 µm ID 30 mm to 250 mm lengths |
| Proteomics analysis | KAPPA capillary columns | Capillary columns 75 µm to 500 µm ID |
| | PicoFrit™ and IntegraFrit™ nanobore columns | Nanobore columns 75 µm ID Direct nanospray from column tapered-tip |



LC/MS用カラムの選択ガイド

| Phase | Particle Sizes | Pore Sizes | Stationary Phase Chemistries | General Description |
|--|--------------------|----------------------------------|---|---|
| Hypersil GOLD™ | 1.9 μm, 3 μm, 5 μm | 175 Å | C18 selectivity | Outstanding peak shape using generic gradients with C18 selectivity, providing increased peak capacity, improved resolution, sensitivity and signal to noise. |
| Hypersil GOLD C8 | 1.9 μm, 3 μm, 5 μm | 175 Å | C8 | Offers similar selectivity to Hypersil GOLD but with less retention. |
| Hypersil GOLD aQ™ | 1.9 μm, 3 μm, 5 μm | 175 Å | C18 polar endcapped | Excellent for polar compounds. Good results with low buffer concentrations. Can be used for challenging reverse phase separations employing highly aqueous mobile phases. |
| Hypersil GOLD PFP | 1.9 μm, 3 μm, 5 μm | 175 Å | Perfluorinated phenyl | Offers alternative selectivity in reverse phase applications, particularly for halogenated analytes. |
| Hypersil GOLD CN | 1.9 μm, 3 μm, 5 μm | 175 Å | Cyano | Offers alternative selectivity. Can be used for both reversed and normal phase separations. |
| Hypersil GOLD Phenyl | 1.9 μm, 3 μm, 5 μm | 175 Å | Phenyl | Offers unique selectivity for the analysis of aromatic and moderately polar compounds. |
| BioBasic™ Reversed Phase | 5 μm | 300 Å | C18, C8, C4, CN, Phenyl | Based on 300 Å pore size silica specifically designed for the separation of protein and peptides with increasing hydrophobicity: cyano and phenyl phases to provide alternative selectivity where required. |
| BioBasic Ion Exchange Phase | 5 μm | 300 Å | SCX, AX | Large pore size for biomolecules. BioBasic SCX and AX stationary phases comprise silica particles coated with polymeric ion exchange ligands, which shield proteins from adsorbing to the silica surface. |
| BioBasic SEC | 5 μm | 60 Å, 120 Å, 300 Å, 1000 Å | SEC | BioBasic SEC columns are available with 60 Å, 120 Å, 300 Å and 1000 Å pore sizes, allowing separation of a wide range of molecular weights. |
| Hyperscarb™ | 3 μm, 5 μm | 250 Å | Porous Graphitic Carbon | Unique 100% porous graphitic carbon. Exceptional retention of very polar analytes. Separation of structurally similar substances. pH stable from 0 - 14. Ideal for high temperature applications. |
| BetaBasic™ | 3 μm, 5 μm | 150 Å | C18, C8, C4, CN, Phenyl | General purpose packing. Superb high pH stability. |
| BETASIL™ | 3 μm, 5 μm 5 μm | 100 Å | C18, C8, C6, Phenyl/Hexyl, Cyano, Silica C1, Diol | General purpose packing with high surface coverage for strong retention and use with high organic mobile phases. |

米国薬局方によるHPLCカラムの分類

| USP Code | Description | Recommended Phase |
|----------|--|---|
| L1 | Octadecyl silane (C18) chemically bonded to porous or ceramic microparticles, 1.5 - 10 µm in diameter, or a monolithic rod | Hypersil GOLD™ |
| | | Hypersil GOLD aQ™ |
| | | Hypersil GOLD 1.9 µm |
| | | Hypersil GOLD aQ 1.9 µm |
| | | BioBasic™ 18 |
| | | Hypersil BDS C18 |
| L2 | Octadecyl silane chemically bonded to a silica gel of controlled surface porosity bonded to a solid spherical core, 30 - 50 µm in diameter | Pellicular ODS |
| L3 | Porous silica microparticles, 5 - 10 µm in diameter | BETASIL™ Silica |
| | | Hypersil Silica |
| L4 | Silica gel of controlled surface porosity bonded to a solid spherical core, 30 - 50 µm in diameter | Pellicular Silica |
| L7 | Octyl silane (C8) chemically bonded to totally porous silica particles, 1.5 - 10 µm in diameter | Hypersil GOLD C8 |
| | | Hypersil GOLD C8 1.9 µm |
| | | BioBasic 8 |
| | | Hypersil BDS C8 |
| | | Hypersil MOS |
| | | Hypersil MOS-2 |
| L8 | An essentially monomolecular layer of aminopropylsilane chemically bonded to totally porous silica gel support, 3 - 10 µm in diameter | Hypersil APS-2 |
| L9 | Irregular or spherical, totally porous silica gel having a chemically bonded, strongly acidic cation exchange coating (SCX), 3 - 10 µm in diameter | Partisil™ SCX |
| L10 | Nitrile groups (CN) chemically bonded to porous silica particles, 3 - 10 µm in diameter | Hypersil GOLD CN |
| | | BioBasic CN |
| | | Hypersil BDS Cyano |
| | | Hypersil CPS |
| | | Hypersil CPS-2 |
| L11 | Phenyl groups chemically bonded to porous silica particles, 1.5 - 10 µm in diameter | Hypersil GOLD Phenyl |
| | | Hypersil GOLD Phenyl 1.9 µm |
| | | BioBasic Phenyl |
| | | Hypersil BDS Phenyl |
| | | Hypersil Phenyl |
| | | Hypersil Phenyl-2 |
| L13 | Trimethylsilane chemically bonded to porous silica particles, 3 - 10 µm in diameter | Hypersil SAS |
| | | BETASIL C1 |
| L14 | Silica gel having a chemically bonded, strongly basic quaternary ammonium anion exchange (SAX) coating, 5 - 10 µm in diameter | Partisil SAX |
| | | Hypersil SAX (5 µm) |
| L15 | Hexylsilane (C6) chemically bonded to totally porous silica particles, 3 - 10 µm in diameter | BETASIL C6 |
| L17 | Strong cation exchange resin consisting of sulfonated cross-linked styrene-divinylbenzene copolymer in the hydrogen form, 7 - 11 µm in diameter | HyperREZ™ XP Carbohydrate H ⁺ HyperREZ XP Organic Acids |
| L19 | Strong cation exchange resin consisting of sulfonated cross-linked styrene-divinylbenzene copolymer in the calcium form, about 9 µm diameter | HyperREZ XP Carbohydrate Ca ²⁺ |
| | | HyperREZ XP Sugar Alcohols |
| L20 | Dihydroxypropane groups chemically bonded to porous silica particles, 5 - 10 µm in diameter | BETASIL Diol |
| L21 | A rigid spherical styrene-divinylbenzene copolymer, 5 - 10 µm in diameter | HyperREZ XP RP100 |
| | | HyperREZ XP RP300 |
| L22 | A cation exchange resin made of porous polystyrene gel with sulfonic acid groups, about 10 µm in size | HyperREZ XP SCX |
| L25 | Packing having the capacity to separate compounds with a molecular weight range 100 - 5000 (as determined by polyethylene oxide) applied to neutral, anionic and cationic water-soluble polymers. | HyperGEL™ AP |
| L26 | Butyl silane (C4) chemically bonded to totally porous silica particles, 3 - 10 µm in diameter | BioBasic 4 |
| | | BetaBasic™ 4 |
| L27 | Porous silica particles, 30 - 50 µm in diameter | HyperPrep™ Silica |
| L33 | Packing having the capacity to separate dextrans by molecular size over a range of 4,000 to 500,000 daltons. It is spherical, silica-based, and processed to provide pH stability | BioBasic SEC 120 |
| | | BioBasic SEC 300 |
| | | BioBasic SEC 1000 |
| L34 | Strong cation exchange resin consisting of sulfonated cross-linked styrene-divinylbenzene copolymer in the lead form, about 9 µm in diameter | HyperREZ XP Carbohydrate Pb ²⁺ |
| L43 | Pentafluorophenyl groups chemically bonded to silica particles by a propyl spacer, 5 - 10 µm in diameter | Hypersil GOLD PFP |
| | | Fluophase™ PFP |
| L52 | A strong cation exchange resin made of porous silica with sulfopropyl groups by a propyl spacer, 5 - 10 µm in diameter | BioBasic SCX |
| L58 | Strong cation-exchange resin consisting of sulfonated cross-linked styrene-divinylbenzene copolymer in the sodium form, about 7 to 11 µm in diameter | HyperREZ XP Carbohydrate Na ⁺ |
| L59 | Packing having the capacity to separate proteins by molecular weight over the range of 10 to 500 kDa. It is spherical (10 µm), silica-based, and processed to provide hydrophilic characteristics and pH stability | BioBasic SEC 300 (5 µm) |
| L60 | Spherical, porous silica gel, 10 µm or less in diameter, the surface of which has been covalently modified with alkyl amide groups and endcapped | HyPURITY ADVANCE™ |

* These are the recommended Thermo Scientific HPLC columns for various USP categories although other columns for each category are also available.

Thermo Scientific 製 LCカラム

The tables below list Thermo Scientific HPLC sorbents offered. Please also refer to the Advanced User Graphic (AUG) for each HPLC phase on the pages indicated.

| Phase | Particle Type | Particle Size (µm) | Pore Size (Å) | Nominal Surface Area (m ² /g) | % Carbon | Endcapping | USP Code | Phase Code |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|--|----------|------------|----------|------------|
| AQUASIL | | | | | | | | |
| C18 | spherical, silica | 3, 5 | 100 | 310 | 12 | polar | L1 | 775 |
| BetaBasic™ | | | | | | | | |
| 18 | spherical, silica | 3, 5 | 150 | 200 | 13 | Yes | L1 | 715 |
| 8 | spherical, silica | 3, 5 | 150 | 200 | 7 | Yes | L7 | 714 |
| 4 | spherical, silica | 3, 5 | 150 | 200 | 6 | Yes | L26 | 716 |
| Phenyl | spherical, silica | 3, 5 | 150 | 200 | 7 | Yes | L11 | 718 |
| CN | spherical, silica | 3, 5 | 150 | 200 | 5 | Yes | L10 | 717 |
| BetaMax™ | | | | | | | | |
| Neutral | spherical, silica | 5 | 60 | 540 | 29 | Yes | L1 | 950 |
| Acid | spherical, silica | 5 | 60 | 540 | 15 | Yes | L28 | 952 |
| Base | spherical, silica | 5 | 60 | 540 | 9 | Yes | L10 | 951 |
| BETASIL™ | | | | | | | | |
| C18 | spherical, silica | 3, 5, 10 | 100 | 310 | 20 | Yes | L1 | 701 |
| C8 | spherical, silica | 3, 5, 10 | 100 | 310 | 12 | Yes | L7 | 702 |
| C6 | spherical, silica | 3, 5 | 100 | 310 | 11 | Yes | L15 | 703 |
| C1 | spherical, silica | 5 | 100 | 310 | 4 | Yes | L13 | 705 |
| Phenyl | spherical, silica | 3, 5 | 100 | 310 | 11 | Yes | L11 | 706 |
| Phenyl-Hexyl | spherical, silica | 3, 5 | 100 | 310 | 11 | Yes | L11 | 730 |
| CN | spherical, silica | 3, 5 | 100 | 310 | 6 | Yes | L10 | 708 |
| Silica 100 | spherical, silica | 3, 5 | 100 | 310 | – | – | L3 | 700 |
| Diol 100 | spherical, silica | 5 | 100 | 310 | 6 | – | L20 | 726 |
| BioBasic™ | | | | | | | | |
| 18 | spherical, silica | 5 | 300 | 100 | 9 | Yes | L1 | 721 |
| 8 | spherical, silica | 5 | 300 | 100 | 5 | Yes | L7 | 722 |
| 4 | spherical, silica | 5 | 300 | 100 | 4 | Yes | L26 | 723 |
| Phenyl | spherical, silica | 5 | 300 | 100 | 3 | Yes | L11 | 724 |
| CN | spherical, silica | 5 | 300 | 100 | 3.5 | Yes | L10 | 729 |
| AX | spherical, silica | 5 | 300 | 100 | 3 | No | – | 731 |
| SCX | spherical, silica | 5 | 300 | 100 | 3 | – | L52 | 732 |
| DELTABOND™ | | | | | | | | |
| Resolution AK | spherical, polymer coated silica | 5 | 300 | 100 | 12 | No | – | 322 |
| Fast AK | spherical, polymer coated silica | 5 | 300 | 100 | 12 | No | – | 323 |
| Fluophase™ | | | | | | | | |
| RP | spherical, silica | 5 | 100 | 310 | 10 | Yes | – | 825 |
| PFP | spherical, silica | 5 | 100 | 310 | 12 | Yes | L43 | 827 |
| WP | spherical, silica | 5 | 300 | 100 | 5 | Yes | – | 826 |
| Hypercarb™ | | | | | | | | |
| Hypercarb | spherical, porous graphitic carbon | 3, 5, 7 | 250 | 120 | 100 | – | – | 350 |
| HyperREZ™ XP | | | | | | | | |
| Carbohydrate H⁺ | spherical, polymer | 8 | – | – | – | – | L17 | 690 |
| Carbohydrate Pb²⁺ | spherical, polymer | 8 | – | – | – | – | L34 | 691 |
| Carbohydrate Ca²⁺ | spherical, polymer | 8 | – | – | – | – | L19 | 692 |
| Carbohydrate Na⁺ | spherical, polymer | 10 | – | – | – | – | – | 693 |
| Organic Acid | spherical, polymer | 8 | – | – | – | – | L17 | 696 |
| Sugar Alcohol | spherical, polymer | 8 | – | – | – | – | L19 | 697 |

Thermo Scientific 製 LCカラム

| Phase | Particle Type | Particle Size (µm) | Pore Size (Å) | Nominal Surface Area (m ² /g) | % Carbon | Endcapping | USP Code | Phase Code |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--|----------|------------|----------|------------|
| Hypersil™ | | | | | | | | |
| ODS (C18) | spherical, silica | 3, 5, 10 | 120 | 170 | 10 | Yes | L1 | 301 |
| ODS-2 (C18) | spherical, silica | 3, 5 | 80 | 220 | 11 | Yes | L1 | 316 |
| MOS (C8) | spherical, silica | 3, 5, 10 | 120 | 170 | 6.5 | No | L7 | 302 |
| MOS-2 (C8) | spherical, silica | 3, 5, 10 | 120 | 170 | 6.5 | Yes | L7 | 303 |
| Butyl (C4) | spherical, silica | 3, 5, 10 | 120 | 170 | – | – | L26 | 304 |
| SAS (C1) | spherical, silica | 3, 5, 10 | 120 | 170 | 2.5 | Yes | L13 | 305 |
| Phenyl | spherical, silica | 3, 5, 10 | 120 | 170 | 5 | No | L11 | 309 |
| Phenyl-2 | spherical, silica | 5, 10 | 120 | 170 | 5 | Yes | L11 | 319 |
| CPS | spherical, silica | 3, 5, 10 | 120 | 170 | 4 | No | L10 | 308 |
| CPS-2 | spherical, silica | 5, 10 | 120 | 170 | 4 | Yes | L10 | 318 |
| APS-2 | spherical, silica | 3, 5, 10 | 120 | 170 | 1.9 | No | L8 | 307 |
| Silica | spherical, silica | 3, 5, 10 | 120 | 170 | – | – | L3 | 300 |
| SAX | spherical, silica | 5 | 120 | 170 | 2.5 | Yes | L14 | 341 |
| Hypersil BDS | | | | | | | | |
| C18 | spherical, silica | 3, 5 | 130 | 170 | 11 | Yes | L1 | 281 |
| C8 | spherical, silica | 3, 5 | 130 | 170 | 7 | Yes | L7 | 282 |
| Phenyl | spherical, silica | 3, 5 | 130 | 170 | 5 | Yes | L11 | 289 |
| Cyano | spherical, silica | 3, 5 | 130 | 170 | 4 | Yes | L10 | 288 |
| Hypersil GOLD™ | | | | | | | | |
| C18 selectivity | spherical, silica | 1.9, 3, 5, 8, 12 | 175 | 220 | 10 | Yes | L1 | 250 |
| C8 | spherical, silica | 1.9, 3, 5 | 175 | 220 | 8 | Yes | L7 | 252 |
| CN (Cyano) | spherical, silica | 1.9, 3, 5 | 175 | 220 | 4 | Yes | L10 | 258 |
| PFP | spherical, silica | 1.9, 3, 5, 8, 12 | 175 | 220 | 8 | Yes | L43 | 254 |
| aQ | spherical, silica | 1.9, 3, 5, 8, 12 | 175 | 220 | 12 | Polar | L1 | 253 |
| Phenyl | spherical, silica | 1.9, 3, 5 | 175 | 220 | 8.5 | Yes | L11 | 259 |
| Hypersil Green | | | | | | | | |
| PAH | spherical, silica | 3, 5 | 120 | 170 | 13.5 | Yes | – | 311 |
| HyPURITY™ | | | | | | | | |
| C18 | spherical, silica | 3, 5, 8, 12 | 190 | 200 | 13 | Yes | L1 | 221 |
| C8 | spherical, silica | 5 | 190 | 200 | 8 | Yes | L7 | 222 |
| C4 | spherical, silica | 5 | 190 | 200 | 4.5 | Yes | L26 | 224 |
| Cyano | spherical, silica | 5 | 190 | 200 | 4 | Yes | L10 | 228 |
| ADVANCE™ | spherical, silica | 3, 5 | 190 | 200 | 10 | – | L60 | 210 |
| AQUASTAR™ | spherical, silica | 3, 5, 8, 12 | 190 | 200 | 10 | Polar | L1 | 225 |

Size Exclusion Chromatography Phases

| Phase | Type | Particle Type | Particle Size (µm) | Pore Size (Å) | Exclusion Limit Operating Range | USP Code | Packing Code |
|------------------|---------|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|----------|--------------|
| HyperGEL™ | | | | | | | |
| OP5 | organic | PS-DVB polymer | 5, 10 | 50 | up to 2,000* | – | 430 |
| OP10 | organic | PS-DVB polymer | 5, 10 | 100 | up to 4,000* | – | 431 |
| OP25 | organic | PS-DVB polymer | 5, 10 | 500 | 500 - 30,000* | – | 432 |
| OP30 | organic | PS-DVB polymer | 5, 10 | 1,000 | 500 - 60,000* | – | 433 |
| OP40 | organic | PS-DVB polymer | 5, 10 | 10,000 | 10,000 - 600,000* | – | 434 |
| OP50 | organic | PS-DVB polymer | 5, 10 | 100,000 | 60,000 - 2,000,000* | – | 435 |
| OP60 | organic | PS-DVB polymer | 5, 10 | 1,000,000 | 600,000 - 10,000,000* | – | 436 |
| OP | organic | PS-DVB polymer | 5, 10 | – | – | – | 437 |
| BioBasic™ | | | | | | | |
| SEC 60 | aqueous | silica | 5 | 60 | 0.1 - 6‡ | – | 733 |
| SEC 120 | aqueous | silica | 5 | 120 | 0.1 - 50‡ | L33 | 734 |
| SEC 300 | aqueous | silica | 5 | 300 | 1 - 500‡ | L33, L59 | 735 |
| SEC 1000 | aqueous | silica | 5 | 1,000 | 20 - 4,000‡ | L33 | 736 |

* Operating MW range PEO/PEG (g/mol) ‡ Separation range, protein (kDa)

他社LCカラムとそれに対応する弊社推奨LCカラム

他社LCカラムとそれに代わる弊社LCカラムの対応表を以下に示します。この関係表は、充填剤の物理的、化学的性質と保持の機構に基づいています。類似のあるいは改良された分離となることが期待するカラムですが全く同じ保持時間や同じ分離選択性を保証するものではありません。使用の際は、個々のカラムの特徴を確認し、代替可能か判断してください。

(注意)
製品情報に基づき、可能な限り正確であるように努力し作成しましたが、この表は完全な表であることは保証はいたしません。(書き写しミス等の可能性があるかも知れません。)この表の使用による責任は負いませんので、予めご了承願います。

| Phase | Manufacturer | Pore Size (Å) | Area (m ² /g) | % C | Recommended Thermo Scientific Alternative |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------------|------|--|
| ACE C18 | ACT | 100 | 300 | 15.5 | Hypersil GOLD™ |
| ACE C8 | ACT | 100 | 300 | 9 | Hypersil GOLD C8 |
| ACE C4 | ACT | 100 | 300 | 5.5 | HyPURITY™ C4 |
| ACE CN | ACT | 100 | 300 | 5.5 | Hypersil GOLD CN |
| ACE Phenyl | ACT | 100 | 300 | 9.5 | Hypersil GOLD Phenyl |
| ACE AQ | ACT | 100 | 300 | 14 | Hypersil GOLD aQ™ |
| ACE C18-300 | ACT | 300 | 100 | 9 | BioBasic™ 18 |
| ACE C8-300 | ACT | 300 | 100 | 5 | BioBasic 8 |
| ACE C4-300 | ACT | 300 | 100 | 2.6 | BioBasic 4 |
| ACE CN-300 | ACT | 300 | 100 | 2.6 | BioBasic CN |
| ACE Phenyl-300 | ACT | 300 | 100 | 5.3 | BioBasic Phenyl |
| ACQUITY UPLC BEH C18 | Waters | 130 | 185 | - | Hypersil GOLD (1.9 µm) |
| ACQUITY UPLC BEH C8 | Waters | 130 | 185 | - | Hypersil GOLD C8 (1.9 µm) |
| ACQUITY UPLC BEH Phenyl | Waters | 130 | 185 | - | Hypersil GOLD Phenyl (1.9 µm) |
| ACQUITY UPLC HSS T3 | Waters | 100 | 230 | - | Hypersil GOLD aQ (1.9 µm) |
| Alltima™ HP C18 | Grace | 190 | 200 | 12 | Hypersil GOLD |
| Alltima HP C18 Amide | Grace | 190 | 200 | 12 | HyPURITY ADVANCE™ |
| Alltima HP C18 AQ | Grace | 100 | 450 | 20 | Hypersil GOLD aQ |
| Alltima HP C18 HiLoad | Grace | 100 | 450 | 24 | BETASIL™ C18 |
| Alltima HP C18-Amide | Grace | 190 | 200 | 12 | HyPURITY ADVANCE |
| Alltima HP C8 | Grace | 190 | 200 | 8 | Hypersil GOLD C8 |
| Alltima HP CN | Grace | 190 | 200 | 4 | Hypersil GOLD CN |
| Alltima HP Silica | Grace | 190 | 200 | - | BETASIL Silica |
| Aminex™ HPX42C | Bio-Rad | - | - | - | HyperREZ™ XP Carbohydrate Ca ²⁺ |
| Aminex HPX72S | Bio-Rad | - | - | - | HyperREZ XP Carbohydrate H ⁺ |
| Aminex HPX87C | Bio-Rad | - | - | - | HyperREZ XP Carbohydrate Ca ²⁺ |
| Aminex HPX87H | Bio-Rad | - | - | - | HyperREZ XP Carbohydrate H ⁺ |
| Aminex HPX87N | Bio-Rad | - | - | - | HyperREZ XP Carbohydrate Na ⁺ |
| Aminex HPX87P | Bio-Rad | - | - | - | HyperREZ XP Carbohydrate Pb ²⁺ |
| AQUA™ C18 | Phenomenex | 125 | 320 | 15 | Hypersil GOLD aQ |
| Ascentis C18 | Supelco | 100 | 450 | 25 | Hypersil GOLD BETASIL C18 |
| Ascentis C8 | Supelco | 100 | 450 | 15 | Hypersil GOLD C8 BETASIL C8 |
| Ascentis RP-Amide | Supelco | 100 | 450 | 19.5 | HyPURITY ADVANCE BetaMax™ Acid |
| Ascentis Phenyl | Supelco | 100 | 450 | 19 | Hypersil GOLD Phenyl BETASIL Phenyl |
| Atlantis™ dC18 | Waters | 100 | 330 | 12 | Hypersil GOLD aQ |
| Columbus™ C18 | Phenomenex | 110 | 375 | 19 | Hypersil GOLD BETASIL C18 |
| Columbus C8 | Phenomenex | 110 | 375 | 13 | Hypersil GOLD C8 |

他社LCカラムとそれに対応する弊社LCカラム

| Phase | Manufacturer | Pore Size (Å) | Area (m ² /g) | % C | Recommended Thermo Scientific Alternative |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----|---|
| DENALI™ C18 | Grace | 120 | – | – | Hypersil GOLD™ |
| Discovery™ Amide C16 | Supelco | 180 | 200 | 11 | HyPURITY ADVANCE™ |
| Discovery BIO Wide Pore C18 | Supelco | 300 | – | – | BioBasic™ 18 |
| Discovery BIO Wide Pore C8 | Supelco | 300 | – | – | BioBasic 8 |
| Discovery C18 | Supelco | 180 | 200 | 14 | Hypersil GOLD |
| Discovery C8 | Supelco | 180 | 200 | – | Hypersil GOLD C8 |
| Discovery Cyano | Supelco | 180 | 200 | – | Hypersil GOLD CN |
| Fluofix™ 120 | Neos | 120 | – | 5 | Fluophase™ RP |
| Gemini™ C18 | Phenomenex | 110 | 375 | 14 | Hypersil GOLD |
| Genesis™ AQ | Grace | 120 | 300 | – | Hypersil GOLD aQ™ |
| Genesis C4 | Grace | 120 | 300 | – | HyPURITY™ C4 |
| Genesis C8 | Grace | 120 | 300 | – | Hypersil GOLD C8 |
| Genesis CN | Grace | 120 | 300 | 7 | Hypersil GOLD CN |
| Genesis MOS | Grace | 120 | 300 | 11 | Hypersil GOLD C8 |
| Genesis ODS | Grace | 120 | 300 | 18 | Hypersil GOLD |
| Genesis Phenyl | Grace | 120 | 300 | – | Hypersil GOLD Phenyl |
| Genesis Silica | Grace | 120 | 300 | – | BETASIL™ Silica |
| Inertsil™ C4 | GL Sciences | 150 | 320 | 8 | HyPURITY C4 |
| Inertsil C8 | GL Sciences | 150 | 320 | 11 | Hypersil GOLD C8 |
| Inertsil ODS3V | GL Sciences | 100 | 450 | 15 | Hypersil GOLD |
| Inertsil Phenyl | GL Sciences | 150 | 320 | 10 | Hypersil GOLD Phenyl |
| Inertsil Silica | GL Sciences | 150 | 320 | – | BETASIL Silica |
| Jupiter™ C18 | Phenomenex | 300 | 170 | 13 | BioBasic 18 |
| Jupiter C4 | Phenomenex | 300 | 170 | 5 | HyPURITY C4 |
| Kromasil™ C1 | Akzo-Nobel | 100 | 340 | 5 | BETASIL C1 |
| Kromasil C18 | Akzo-Nobel | 100 | 340 | 19 | Hypersil GOLD BETASIL C18 |
| Kromasil C4 | Akzo-Nobel | 100 | 340 | 8 | HyPURITY C4 |
| Kromasil Silica | Akzo-Nobel | 100 | 340 | – | BETASIL Silica |
| LiChrospher™ CN | Merck | 100 | 350 | 7 | Hypersil GOLD CN |
| LiChrospher Diol | Merck | 100 | 350 | – | BETASIL Diol |
| LiChrospher NH ₂ | Merck | 100 | 350 | 5 | Hypersil APS-2 |
| LiChrospher RP 18 | Merck | 100 | 350 | 21 | Hypersil GOLD BETASIL C18 |
| LiChrospher RP-18e | Merck | 100 | 350 | 22 | Hypersil GOLD BETASIL C18 |
| LiChrospher RP-8 | Merck | 100 | 350 | 13 | Hypersil GOLD C8 |
| LiChrospher RP-8e | Merck | 100 | 350 | 13 | Hypersil GOLD C8 |
| Luna™ C18 (2) | Phenomenex | 100 | 400 | 18 | Hypersil GOLD |
| Luna C8 (2) | Phenomenex | 100 | 400 | 14 | Hypersil GOLD C8 |
| Luna CN | Phenomenex | 100 | 400 | – | Hypersil GOLD CN |
| Luna NH ₂ | Phenomenex | 100 | 400 | 10 | Hypersil APS-2 |
| Luna SCX | Phenomenex | 100 | 400 | – | BioBasic SCX |
| Luna Silica (2) | Phenomenex | 100 | 400 | – | BETASIL Silica |
| μBondapak™ C18 | Waters | 125 | 330 | 10 | Hypersil GOLD |
| μBondapak CN | Waters | 125 | 330 | – | Hypersil GOLD CN |
| μBondapak NH ₂ | Waters | 125 | 330 | 4 | Hypersil APS-2 |
| μBondapak Phenyl | Waters | 125 | 330 | – | Hypersil GOLD Phenyl |
| Nova-Pak™ (HR) C18 | Waters | 60 | 120 | 7 | Hypersil GOLD |
| Nova-Pak C8 | Waters | 60 | 120 | – | Hypersil GOLD C8 |
| Nova-Pak CN | Waters | 60 | 120 | – | Hypersil GOLD CN |
| Nova-Pak Phenyl | Waters | 60 | 120 | 5 | Hypersil GOLD Phenyl |
| Nova-Pak Silica | Waters | 60 | 120 | – | BETASIL Silica |
| NUCLEODUR™ C18 EC | Macherey-Nagel | 110 | 340 | 18 | Hypersil GOLD |
| NUCLEODUR C18 Gravity | Macherey-Nagel | 110 | 340 | 18 | Hypersil GOLD |
| NUCLEODUR CN | Macherey-Nagel | 110 | 340 | 7 | Hypersil GOLD CN |

他社LCカラムとそれに対応する弊社LCカラム

| Phase | Manufacturer | Pore Size (Å) | Area (m ² /g) | % C | Recommended Thermo Scientific Alternative |
|--|----------------|---------------|--------------------------|-----|---|
| NUCLEODUR Pyramid | Macherey-Nagel | 110 | 340 | 14 | Hypersil GOLD aQ™ |
| Nucleosil™ 100 C18 | Macherey-Nagel | 100 | 350 | 17 | Hypersil GOLD™ |
| Nucleosil 100 C18 AB | Macherey-Nagel | 100 | 350 | 24 | Hypersil GOLD BETASIL™ C18 |
| Nucleosil 100 C ₆ H ₅ | Macherey-Nagel | 100 | 350 | – | Hypersil GOLD Phenyl |
| Nucleosil 100 C8 | Macherey-Nagel | 100 | 350 | 9 | Hypersil GOLD C8 |
| Nucleosil 100 CN | Macherey-Nagel | 100 | 350 | – | Hypersil GOLD CN |
| Nucleosil 100 N(CH ₃) ₂ | Macherey-Nagel | 100 | 350 | – | Hypersil SAX |
| Nucleosil 100 NH ₂ | Macherey-Nagel | 100 | 350 | 4 | Hypersil APS-2 |
| Nucleosil 100 OH | Macherey-Nagel | 100 | 350 | – | BETASIL Diol |
| Nucleosil 100 SA | Macherey-Nagel | 100 | 350 | 7 | BioBasic SCX |
| Nucleosil 100 SB | Macherey-Nagel | 100 | 350 | 10 | Hypersil SAX |
| Nucleosil 300 C18 | Macherey-Nagel | 300 | 100 | 7 | BioBasic™ 18 |
| Nucleosil 300 C4 | Macherey-Nagel | 300 | 100 | – | BioBasic 4 |
| Nucleosil 300 C ₆ H ₅ | Macherey-Nagel | 300 | 100 | – | BioBasic Phenyl |
| Nucleosil 300 C8 | Macherey-Nagel | 300 | 100 | – | BioBasic 8 |
| Nucleosil 300 CN | Macherey-Nagel | 300 | 100 | – | BioBasic CN |
| Partisil™ C8 | Whatman | 85 | 350 | 9 | Hypersil GOLD C8 |
| Partisil ODS | Whatman | 85 | 350 | 5 | Hypersil GOLD |
| Partisil ODS2 | Whatman | 85 | 350 | 16 | Hypersil GOLD |
| Partisil ODS-3 | Whatman | 85 | 350 | 11 | Hypersil GOLD |
| Partisil SAX | Whatman | 85 | 350 | – | Hypersil SAX |
| Partisil SCX | Whatman | 85 | 350 | – | BioBasic SCX |
| Partisil Silica | Whatman | 85 | 350 | – | BETASIL Silica |
| Pinnacle™ C1 | Restek | 120 | 170 | 2 | Hypersil SAS |
| Pinnacle C18 | Restek | 120 | 170 | 10 | Hypersil GOLD |
| Pinnacle C4 | Restek | 120 | 170 | 4 | HyPURITY™ C4 |
| Pinnacle CN | Restek | 120 | 170 | 5 | Hypersil GOLD CN |
| Pinnacle DB C18 | Restek | 140 | – | 11 | Hypersil GOLD |
| Pinnacle DB C18 1.9 μm | Restek | 140 | – | 11 | Hypersil GOLD (1.9 μm) |
| Pinnacle DB C8 | Restek | 140 | – | 6 | Hypersil GOLD C8 |
| Pinnacle DB Cyano | Restek | 140 | – | 4 | Hypersil GOLD CN |
| Pinnacle DB Phenyl | Restek | 140 | – | 5 | Hypersil GOLD Phenyl |
| Pinnacle IBD | Restek | 120 | 170 | – | Hypersil GOLD |
| Pinnacle NH ₂ | Restek | 120 | 170 | 2 | Hypersil APS-2 |
| Pinnacle Phenyl | Restek | 120 | 170 | 5 | Hypersil GOLD Phenyl |
| Pinnacle SAX | Restek | 120 | 170 | 3 | Hypersil SAX |
| Pinnacle Silica | Restek | 120 | 170 | – | BETASIL Silica |
| Pinnacle Ultra C18 | Restek | 100 | – | 20 | Hypersil GOLD BETASIL C18 |
| Pinnacle Wide Pore C4 | Restek | 300 | – | 2 | BioBasic 4 |
| Polaris™ C18 Ether | Varian | – | – | – | HyPURITY ADVANCE™ |
| Polaris C18-A | Varian | – | – | – | HyPURITY ADVANCE |
| Polaris C8 Ether | Varian | – | – | – | HyPURITY ADVANCE |
| Polaris C8-A | Varian | – | – | – | HyPURITY ADVANCE |
| Polaris NH ₂ | Varian | – | – | – | Hypersil APS-2 |
| Prodigy™ C8 | Phenomenex | 150 | 310 | 13 | Hypersil GOLD C8 |
| Prodigy ODS2 | Phenomenex | 150 | 310 | 18 | Hypersil GOLD BETASIL C18 |
| Prodigy ODS-3 | Phenomenex | 100 | 450 | 16 | Hypersil GOLD |
| Prodigy ODS-3V | Phenomenex | 100 | 450 | 16 | Hypersil GOLD |
| Prodigy Phenyl-3 | Phenomenex | 100 | 450 | 10 | BETASIL Phenyl |
| Purospher™ RP-18 | Merck | 60 | 500 | – | Hypersil GOLD |
| Purospher STAR-8e | Merck | 120 | 300 | – | Hypersil GOLD C8 |
| Purospher STAR RP-18e | Merck | 120 | 300 | – | Hypersil GOLD |

他社LCカラムとそれに対応する弊社LCカラム

| Phase | Manufacturer | Pore Size (Å) | Area (m ² /g) | % C | Recommended Thermo Scientific Alternative |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|-----|---|
| Purospher RP-18e | Merck | 60 | 500 | – | Hypersil GOLD™ |
| Pursuit™ C18 | Varian | – | – | – | Hypersil GOLD |
| Pursuit C8 | Varian | – | – | – | Hypersil GOLD C8 |
| Pursuit Diphenyl | Varian | – | – | – | BetaBasic™ Phenyl |
| Pursuit PFP | Varian | – | – | – | Hypersil GOLD PFP |
| Shodex™ OHpak SB802.5 | Showa Denko | – | – | – | HyperGEL™ AP |
| Shodex OHpak SB803 | Showa Denko | – | – | – | HyperGEL AP |
| Shodex OHpak SB804 | Showa Denko | – | – | – | HyperGEL AP |
| Shodex OHpak SB806 | Showa Denko | – | – | – | HyperGEL AP |
| Shodex PH | Showa Denko | 100 | – | – | Hypersil GOLD Phenyl |
| Shodex SIL | Showa Denko | 100 | – | – | BETASIL™ Silica |
| Shodex TMS | Showa Denko | 100 | – | – | Hypersil SAS |
| Waters™ Spherisorb™ C1 | Waters | 80 | 200 | 2 | Hypersil SAS |
| Waters Spherisorb C6 | Waters | 80 | 200 | 5 | BETASIL C6 |
| Waters Spherisorb C8 | Waters | 80 | 200 | 6 | Hypersil GOLD C8 |
| Waters Spherisorb CN | Waters | 80 | 200 | 3 | Hypersil GOLD CN |
| Waters Spherisorb NH ₂ | Waters | 80 | 200 | 2 | Hypersil APS-2 |
| Waters Spherisorb ODS1 | Waters | 80 | 200 | 6 | Hypersil GOLD |
| Waters Spherisorb ODS2 | Waters | 80 | 200 | 12 | Hypersil GOLD |
| Waters Spherisorb ODSB | Waters | 80 | 200 | 12 | Hypersil GOLD |
| Waters Spherisorb Phenyl | Waters | 80 | 200 | 3 | Hypersil GOLD Phenyl |
| Waters Spherisorb SAX | Waters | 80 | 200 | – | Hypersil SAX |
| Waters Spherisorb SCX | Waters | 80 | 200 | – | BioBasic™ SCX |
| Waters Spherisorb W (silica) | Waters | 80 | 200 | – | BETASIL Silica |
| Styragel™ HR0.5 | Waters | 50 | – | – | HyperGEL OP 5 |
| Styragel HR1 | Waters | 100 | – | – | HyperGEL OP 10 |
| Styragel HR2 | Waters | 500 | – | – | HyperGEL OP 25 |
| Styragel HR3 | Waters | 1,000 | – | – | HyperGEL OP 30 |
| Styragel HR4 | Waters | 10,000 | – | – | HyperGEL OP 40 |
| Styragel HT3 | Waters | 1,000 | – | – | HyperGEL OP 30 |
| Styragel HT4 | Waters | 10,000 | – | – | HyperGEL OP 40 |
| SunFire™ C18 | Waters | 90 | 340 | 16 | Hypersil GOLD |
| SunFire C8 | Waters | 90 | 340 | 16 | Hypersil GOLD C8 |
| Supelcosil™ ABZ | Supelco | 120 | – | 12 | HyPURITY ADVANCE™ |
| Supelcosil ABZ+ | Supelco | 120 | – | 12 | HyPURITY ADVANCE |
| Supelcosil LC-1 | Supelco | 120 | 170 | – | Hypersil SAS |
| Supelcosil LC-18 | Supelco | 120 | 170 | 11 | Hypersil GOLD |
| Supelcosil LC-18DB | Supelco | 120 | 170 | 11 | Hypersil GOLD |
| Supelcosil LC-8 | Supelco | 120 | 170 | – | Hypersil GOLD C8 |
| Supelcosil LC-CN | Supelco | 120 | 170 | – | Hypersil GOLD CN |
| Supelcosil LC-NH ₂ | Supelco | 120 | 170 | – | Hypersil APS-2 |
| Supelcosil LC-Si | Supelco | 120 | 170 | – | BETASIL Silica |
| Symmetry C18 | Waters | 100 | 335 | 19 | Hypersil GOLD |
| Symmetry C8 | Waters | 100 | 335 | 12 | Hypersil GOLD C8 |
| SymmetryShield™ C18 | Waters | 100 | 335 | 17 | HyPURITY ADVANCE |
| SymmetryShield C8 | Waters | 100 | 335 | 15 | HyPURITY ADVANCE |
| Synergi™ Fusion-RP | Phenomenex | 80 | 475 | – | HyPURITY ADVANCE |
| Synergi Hydro-RP | Phenomenex | 80 | 475 | 19 | Hypersil GOLD aQ™ |
| TSKgel™ G2000SW (incl XL) | Tosoh | 125 | – | – | BioBasic SEC 120 |
| TSKgel Octyl-80TS | Tosoh | 80 | 200 | 11 | Hypersil GOLD C8 |
| TSKgel ODS-120A | Tosoh | 120 | 200 | 22 | Hypersil GOLD |
| TSKgel ODS-120A | Tosoh | 120 | 200 | 22 | BETASIL C18 |

他社LCカラムとそれに対応する弊社LCカラム

| Phase | Manufacturer | Pore Size (Å) | Area (m ² /g) | % C | Recommended Thermo Scientific Alternative |
|----------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|-----|---|
| TSKgel ODS-120T | Tosoh | 120 | 200 | 22 | Hypersil GOLD™ BETASIL™ C18 |
| TSKgel ODS-80TM | Tosoh | 80 | 200 | 15 | Hypersil GOLD |
| TSKgel Super Octyl | Tosoh | 110 | – | 5 | Hypersil GOLD C8 |
| TSKgel Super ODS | Tosoh | 110 | – | 8 | Hypersil GOLD |
| TSKgel Super Phenyl | Tosoh | 110 | – | 3 | Hypersil GOLD Phenyl |
| TSKgel SuperSW3000 | Tosoh | 250 | – | – | BioBasic™ SEC 300 |
| Ultracarb™ C8 | Phenomenex | 60 | 550 | 14 | Hypersil GOLD C8 |
| Ultracarb ODS (20) | Phenomenex | 90 | 320 | 22 | Hypersil GOLD BETASIL C18 |
| Ultracarb ODS (30) | Phenomenex | 60 | 550 | 31 | BetaMax™ Neutral |
| Ultrahydrogel™ 1000 | Waters | 1000 | – | – | HyperGEL™ AP 30 |
| Ultrastrygel™ 100A | Waters | 100 | – | – | HyperGEL OP 10 |
| Ultrastrygel 103A | Waters | 1,000 | – | – | HyperGEL OP 30 |
| Ultrastrygel 104A | Waters | 10,000 | – | – | HyperGEL OP 40 |
| Ultrastrygel 105A | Waters | 100,000 | – | – | HyperGEL OP 50 |
| Ultrastrygel 106A | Waters | 1,000,000 | – | – | HyperGEL OP 60 |
| Ultrastrygel 500A | Waters | 500 | – | – | HyperGEL OP 25 |
| Viva™ C18 | Restek | 300 | – | 9 | BioBasic 18 |
| Viva C4 | Restek | 300 | – | 4 | BioBasic 4 |
| Viva C8 | Restek | 300 | – | 5 | BioBasic 8 |
| Vydac™ 201SP C18 | Grace | 90 | – | – | Hypersil GOLD |
| Vydac 201SP Selectapore 90M C18 | Grace | 90 | 250 | – | Hypersil GOLD |
| Vydac 201TP C18 | Grace | 300 | – | – | BioBasic 18 |
| Vydac 202TP C18 | Grace | 300 | – | – | BioBasic 18 |
| Vydac 208TP C8 | Grace | 300 | – | – | BioBasic 8 |
| Vydac 214TP | Grace | 300 | – | – | BioBasic 4 |
| Vydac 218TP | Grace | 300 | – | – | BioBasic 18 |
| Vydac 218WP Selectapore 300M C18 | Grace | 300 | 70 | – | BioBasic 18 |
| Vydac 219TP | Grace | 300 | – | – | BioBasic Phenyl |
| Vydac 238TP | Grace | 300 | – | – | BioBasic 18 |
| Vydac 259VHP | Grace | 300 | – | – | HyperREZ™ XP RP 300 |
| Vydac 300VHP | Grace | 300 | – | – | HyperREZ XP SAX |
| Vydac 301VHP | Grace | 300 | – | – | HyperREZ XP SAX |
| Vydac 400VHP | Grace | 300 | – | – | HyperREZ XP SCX |
| XBridge™ C18 | Waters | – | – | – | Hypersil GOLD |
| XBridge C8 | Waters | – | – | – | Hypersil GOLD C8 |
| XBridge Phenyl | Waters | – | – | – | Hypersil GOLD Phenyl |
| XBridge Shield RP18 | Waters | – | – | – | HyPURITY ADVANCE™ |
| XTerra™ MS C18 | Waters | 125 | 180 | 16 | Hypersil GOLD |
| XTerra MS C8 | Waters | 125 | 180 | 12 | Hypersil GOLD C8 |
| XTerra Phenyl | Waters | 125 | 180 | 12 | Hypersil GOLD Phenyl |
| XTerra RP18 | Waters | 125 | 180 | 16 | HyPURITY ADVANCE |
| XTerra RP8 | Waters | 125 | 180 | 14 | HyPURITY ADVANCE |
| YMCbasic™ | YMC | – | – | – | Hypersil GOLD C8 |
| YMC-Pack™ C4 | YMC | 120 | 300 | 7 | HyPURITY™ C4 |
| YMC-Pack C8 | YMC | 120 | 300 | 10 | Hypersil GOLD C8 |
| YMC-Pack CN | YMC | 120 | 300 | 7 | Hypersil GOLD CN |
| YMC-Pack Diol | YMC | 120 | 300 | – | BETASIL Diol |
| YMC-Pack NH ₂ | YMC | 120 | – | – | Hypersil APS-2 |
| YMC-Pack ODS AQ | YMC | 120 | 300 | 16 | Hypersil GOLD aQ™ |
| YMC-Pack ODS-A | YMC | 120 | 300 | 17 | Hypersil GOLD |
| YMC-Pack ODS-A | YMC | 300 | 150 | 6 | BioBasic 18 |
| YMC-Pack Phenyl | YMC | 120 | 300 | 9 | Hypersil GOLD Phenyl |
| YMC-Pack Phenyl | YMC | 300 | 150 | 3 | BioBasic Phenyl |

他社LCカラムとそれに対応する弊社LCカラム

| Phase | Manufacturer | Pore Size (Å) | Area (m ² /g) | % C | Recommended Thermo Scientific Alternative |
|------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|-----|---|
| YMC-Pack Polyamine 2 | YMC | 120 | – | – | HyperREZ™ SAX |
| YMC-Pack Polymer C18 | YMC | – | – | – | Hypersil GOLD™ |
| YMC-Pack Pro C18 | YMC | 120 | 350 | 16 | Hypersil GOLD |
| YMC-Pack Silica | YMC | 120 | – | – | BETASIL™ Silica |
| YMC-Pack TMS (C1) | YMC | 120 | 300 | 4 | BETASIL C1 |
| Zorbax™ Bonus RP – Amide C14 | Agilent | 80 | 180 | 10 | HyPURITY ADVANCE™ |
| Zorbax Eclipse XDB C18 | Agilent | 80 | 180 | 10 | Hypersil GOLD |
| Zorbax Eclipse XDB C8 | Agilent | 80 | 180 | 8 | Hypersil GOLD C8 |
| Zorbax Eclipse XDB Phenyl | Agilent | 80 | 180 | 8 | Hypersil GOLD Phenyl |
| Zorbax Eclipse Plus C18 | Agilent | 95 | 160 | 8 | Hypersil GOLD |
| Zorbax Eclipse Plus C8 | Agilent | 95 | 160 | 6 | Hypersil GOLD C8 |
| Zorbax RRHT Eclipse Plus C18 | Agilent | 95 | 160 | 8 | Hypersil GOLD (1.9 μm) |
| Zorbax RRHT Eclipse Plus C8 | Agilent | 95 | 160 | 6 | Hypersil GOLD C8 (1.9 μm) |
| Zorbax RRHT Eclipse XDB-C18 | Agilent | 80 | 180 | 10 | Hypersil GOLD (1.9 μm) |
| Zorbax RRHT Eclipse XDB-C8 | Agilent | 80 | 180 | 7.5 | Hypersil GOLD C8 (1.9 μm) |
| Zorbax RRHT SB-CN | Agilent | 80 | 180 | 4 | Hypersil GOLD CN (1.9 μm) |
| Zorbax SB Aq | Agilent | 80 | 180 | – | Hypersil GOLD aQ™ |
| Zorbax SB C18 | Agilent | 80 | 180 | 10 | Hypersil GOLD |
| Zorbax SB C18 | Agilent | 300 | 45 | 3 | BioBasic™ 18 |
| Zorbax SB C8 | Agilent | 80 | 180 | 6 | Hypersil GOLD C8 |
| Zorbax SB C8 | Agilent | 300 | 45 | 2 | BioBasic 8 |
| Zorbax SB CN | Agilent | 80 | 180 | 4 | Hypersil GOLD CN |
| Zorbax SB CN | Agilent | 300 | 45 | 1 | BioBasic CN |
| Zorbax SB Phenyl | Agilent | 80 | 180 | 6 | Hypersil GOLD Phenyl |