

Thermo Scientific ABgene® Plate

LC/MS用ロボットイオン源フラクションコレクター用プレート

Thermo
SCIENTIFIC
LTQ Orbitrap

高精度ハイブリッド質量分析計



LC

ON LINE

MS

Thermo
SCIENTIFIC

Thermo Scientific ABgene® Plate

フラクションコレクター用プレート



Advion

TriVersa™ NanoMate System

LC/MS用ロボットイオン源フラクションコレクター内蔵



OFF LINE

液体クロマトグラフ質量分析装置を用い、On-lineでマスクロデータを取ると同時にTriVersa™ NanoMate System本体内蔵のマイクロフラクションコレクターにサンプルを分取します。そのコレクション用プレートにThermo Scientific ABgene® Plateが使用可能です。マスクロデータとフラクションコレクターはリンクし、Off-lineでMS/MSのデータを簡単に取ることが可能です。

LC/MS用ロボットイオン源フラクションコレクター用プレート



プレート

カタログ No.	製品名	カラー	包/ケース	単価(税抜)	価格(税抜)
ABgene PCR 96 Well Plate (Skirted, Low Profile)					
AB-0800	Fast96 スカート付 PCR ロープロファイルプレート	ナチュラル	25	¥600	¥15,000
ABgene PCR 384 Well Plate					
AB-0937	Fast384 スカート付 PCR プレート Mark II	ナチュラル	100	¥800	¥80,000

測定濃度によっては、PCRプレートはLCグレードのMeOH/超音波洗浄が必要な場合があります。



シール

カタログ No.	製品名	カラー	包/ケース	単価(税抜)	価格(税抜)
ABgene ヒートシール					
AB-0812	Clear Seal Diamond	クリア	100	¥170	¥17,000
AB-1720	Easy Pierce 20µm Heat Sealing	シルバー	100	¥200	¥20,000
AB-0559	Thermo-Seals (Seals PP) 85mm	シルバー	100	¥180	¥18,000



シーラー/アクセサリ

カタログ No.	製品名	入り数	価格(税抜)
ALPS™ 25 Manual Heat Sealer			
AB-0384/110	Thermo Scientific ALPS™ 25 Manual Heat Sealer	一式	¥350,000
Accessory			
AB-0563/1000	96PCR用プレートキャリアー	1個	¥60,000
AB-0724	384 Well PCR用プレートキャリアー	一式	¥41,000



ハイブリッド質量分析計 LTQ Orbitrap

構成	仕様	価格(税抜)
LTQ Orbitrap本体、 冷却用Water Chiller、 窒素発生装置、超高純度Heガス、 トランス、制御用PC	寸法: 141.4cm(H)× 87cm(W)× 146.3cm(D) 重量: 約600kg 電源: 本体用三相交流 200V, 30A PC用单相交流 100V	お問い合わせください

(問い合わせ先) SID クロマトグラフィー&MS営業本部

TEL.045-453-9197 FAX.045-453-9235(本社) TEL.06-6862-1551 FAX.06-6863-1096(大阪)



Advion TriVersa™ NanoMate (Cat NO. NMT_TV)

構成	仕様	価格(税抜)
Advion TriVersa™ NanoMate本体、 高電圧制御ユニット、制御用PC一式、 液晶カラーモニター	寸法: 45cm(H)× 50cm(W)× 43cm(D) 重量: 約13kg 電源: AC100V 50/60Hz, 7A	¥16,000,000

(問い合わせ先) アドビオンジャパン株式会社 TEL.048-478-2540 FAX.048-478-2540

●表示価格は、2009年5月1日現在の希望小売価格です。

●記載の価格には、消費税は含まれておりません。

●原材料価格の変動や製品の改良などにより、やむを得ず価格の改定をさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 ラボプロダクツ事業本部

- 本社 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-9 C棟2F
TEL.045-453-9220 FAX.045-453-9222
- 東京オフィス TEL.03-3816-3355 FAX.03-3816-6799
- 大阪支店 TEL.06-6866-1701 FAX.06-6866-1702
- 福岡営業所 TEL.092-672-0912 FAX.092-672-0914

www.thermoscientific.jp

販売店