

Thermo / Nicolet ブランド FT-IR ユーザー様限定 特別企画

Nicolet iS10 に 買い替えよう! キャンペーン

キャンペーン期間
2012年3月末
ご発注分まで

今お使いの FT-IR を最新モデルに更新しませんか?

Thermo Scientific、Nicolet ブランドの FT-IR をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
ユーザー様限定特別企画として Nicolet iS10 の特別価格キャンペーンを用意いたしました。
シンプルな操作性でエキスパートの分析を実現する Nicolet iS10 への更新をこの機会に是非ご検討ください。



感度 UP

光学安定性 UP

波数分解能 UP

スキャン速度 UP

機能性 UP

利便性 UP



標準価格: ~~420~~ 万円

買い替え
特別価格

(税別)
250 万円~

対象機種など詳細は裏面をご覧ください

対象機種

Magna シリーズ



- Magna 550
- Magna 550II
- Magna 560
- Magna 560ESP
- Magna 750
- Magna 750II
- Magna 760
- Magna 760ESP
- Magna 850
- Magna 850II
- Magna 860
- Magna 860ESP

Protégé シリーズ



- Protégé 460
- Protégé 460ESP

Nexus シリーズ



- Nexus 470
- Nexus 670
- Nexus 870

Avatar シリーズ



- Avatar 320
- Avatar 330
- Avatar 360
- Avatar 370

Nicolet シリーズ



- Nicolet 380


Nicolet iS10 はこんなに進化しました



- ✔ 密閉乾燥設計で、明るく安定した光学系
- ✔ 35000 : 1 (1 分間積算) の高 S/N
- ✔ 最高分解能 0.4cm⁻¹
- ✔ 40 スペクトル / 秒の高速スキャン機能
- ✔ システムパフォーマンス確認機能
- ✔ ダイナミックアライメントによる優れた安定性
- ✔ 光源は筐体を開けずに外から交換が可能
- ✔ ISB ボタン標準搭載
- ✔ Windows7 対応 日本語 OMNIC Ver.8 ソフトウェア

豊富なオプションも用意しています

- OMNIC Spectra 多成分同時検索ソフトウェア
- ValPro / 日本薬局方バリデーション
- TGA、GC、レオメータとの接続
- 光学調整不要で自動認識のスマートアクセサリシリーズ
- サンプル情報読み込み用バーコードリーダー
- 第二試料室として使える Nicolet iZ10 モジュール
- 既存の Continuum/Centaurus 赤外線顕微鏡への接続



キャンペーン詳細はこちらの販売店にお問い合わせ下さい

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

モレキュラー営業部

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-9 C 棟 2F
TEL.0120-753-670 FAX.0120-753-671

E-mail: info-jp@thermofisher.com

www.thermoscientific.jp