

EDSをお使いのお客様へ

NORAN System 7

特別価格キャンペーン


有効期間

2012年3月末日

ご発注分まで

今なら、COMPASSの「NORAN System 7」を特別価格で!


キャンペーン対象 ▶ 現在、EDSをお使いのお客様 (メーカー問わず)



■ NORAN System 7 の特長






- データ収集中でも可能な多変量解析を使った主成分分析と相分析 (COMPASS)
- 正確なピーク分離機能に基づく定量分析、元素マッピング
- シリコンドリフト検出器と高性能X線パルスプロセッサによる超高速データ収集

WDS, EBSDとのインテグレート可能 ▶



これが COMPASS

従来のEDS手法では分離困難だった各種粉末の相分析例 (7kV)



Point

従来の元素分析に加えて、自動相分析が可能
データ収集中に、シリコン、酸化シリコン、窒化シリコン、
酸化タングステン、タンタルを自動で分離!

● お問い合わせ

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 モレキュラー営業部

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 C棟2F TEL.0120-753-670 FAX.0120-753-671

E-mail: info-jp@thermofisher.com URL: www.thermoscientific.jp

Part of Thermo Fisher Scientific

Thermo
SCIENTIFIC