


Web
限定!!

PIPETTE SERVICE

ISO / IEC17025 ピペット校正サービス Finnpipette パッケージ



サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
ピペットサービスセンターは、財団法人日本適合性
認定協会 (JAB) により、試験所・校正機関に関する国際規格
ISO/IEC17025 適合のピペット校正機関として認定されています。

シングルチャンネル、マルチチャンネル、電動ピペットを問わず、あらゆる
Finnpipette の ISO 校正サービスが対象となっており、国内では初めての
総合的なピペット校正機関となります。

特に、マルチチャンネルピペットは、専用天秤を導入しており、迅速な全
チャンネル校正が可能です。

■ISO/IEC17025 ピペット校正サービスとは？

ピペット校正の国際規格 ISO8655-6 に準拠した校正手順および厳密な環
境基準を満たすキャリブレーションルームにより、信頼性の高い校正結果
が得られます。

このサービスによって発行される校正証明書には、その校正結果に対する
“不確かさ”の値が記され、JAB 認定シンボルと ILAC/MRA 複合 (国際相互
承認) シンボルがつき、ISO、GMP、GLP などの要求事項にお応えすること
ができます。

校正条件等詳細については、下記をご参照ください。

<http://www.thermoscientific.jp/support/pipette-service>



非常にリーズナブルな ISO/IEC17025 校正証明書付 Finn timer パッケージを用意しました。

対象製品 (Finn timer F1、F2、電動ピペット Finn timer Novus) 購入時に ISO/IEC17025
ピペット校正サービスをご希望の方に、お得なパッケージ価格にてご提供致します。

詳細は次ページをご参照ください。



サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 ラボプロダクツ事業本部

■東京オフィス 〒110-0015 東京都台東区東上野4-24-11 NBF上野ビル10F

TEL. 03-5826-1616

FAX. 03-5826-1612

■大阪支店 〒561-0872 大阪府豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル6F

TEL. 06-6866-1701

FAX. 06-6866-1702

■福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-20-1 大博多ビル8F

TEL. 092-452-3232

FAX. 092-452-3233

URL : www.thermoscientific.jp E mail : info.LPG.jp@thermofisher.com

ISO / IEC17025 校正証明書付 Finnpiquette パッケージ

パッケージ価格は
ぐんとお得!

●対象製品 Finnpiquette F1、F2、電動ピペット Finnpiquette Novus 購入時に、ISO 校正サービスをご希望の方に下記の ISO 校正パッケージ価格にてご提供致します。

パッケージ製品番号	製品名/容量範囲	ピペット標準価格 (税抜)	ISO 校正料金 (税抜) <small>(基本料金、検定料金、ISO 校正証明書)</small>	通常合計金額 (税抜)	ISO 校正特別パッケージ価格 (税抜) <small>(ピペット本体、基本料金、検定料金、ISO 校正証明書)</small>	ご購入数	
Finnpiquette F1 可変容量シングルチャンネル							
ISO4641010	Finnpiquette F1 0.2-2 µl micro	¥ 36,800	¥ 11,500	¥ 48,300	→ ¥ 34,500		
ISO4641020	Finnpiquette F1 0.5-5 µl micro	¥ 36,800		¥ 48,300		¥ 34,500	
ISO4641030	Finnpiquette F1 1-10 µl micro	¥ 36,800		¥ 48,300		¥ 34,500	
ISO4641040	Finnpiquette F1 1-10 µl	¥ 36,800		¥ 48,300		¥ 34,500	
ISO4641060	Finnpiquette F1 2-20 µl	¥ 32,800		¥ 44,300		¥ 31,000	
ISO4641140	Finnpiquette F1 5-50 µl	¥ 32,800		¥ 44,300		¥ 31,000	
ISO4641070	Finnpiquette F1 10-100 µl	¥ 32,800		¥ 44,300		¥ 31,000	
ISO4641080	Finnpiquette F1 20-200 µl	¥ 32,800		¥ 44,300		¥ 31,000	
ISO4641090	Finnpiquette F1 30-300 µl	¥ 32,800		¥ 44,300		¥ 31,000	
ISO4641100	Finnpiquette F1 100-1000 µl	¥ 32,800		¥ 44,300		¥ 31,000	
ISO4641110	Finnpiquette F1 0.5-5 ml	¥ 36,800		¥ 48,300		¥ 34,500	
ISO4641120	Finnpiquette F1 1-10 ml	¥ 41,000		¥ 52,500		¥ 37,000	
Finnpiquette F2 可変容量シングルチャンネル							
ISO4642010	Finnpiquette F2 0.2-2 µl micro	¥ 31,500	¥ 11,500	¥ 43,000	→ ¥ 29,500		
ISO4642020	Finnpiquette F2 0.5-5 µl micro	¥ 31,500		¥ 43,000		¥ 29,500	
ISO4642030	Finnpiquette F2 1-10 µl micro	¥ 31,500		¥ 43,000		¥ 29,500	
ISO4642040	Finnpiquette F2 1-10 µl	¥ 31,500		¥ 43,000		¥ 29,500	
ISO4642060	Finnpiquette F2 2-20 µl	¥ 28,900		¥ 40,400		¥ 27,500	
ISO4642130	Finnpiquette F2 5-50 µl	¥ 28,900		¥ 40,400		¥ 27,500	
ISO4642070	Finnpiquette F2 10-100 µl	¥ 28,900		¥ 40,400		¥ 27,500	
ISO4642080	Finnpiquette F2 20-200 µl	¥ 28,900		¥ 40,400		¥ 27,500	
ISO4642090	Finnpiquette F2 100-1000 µl	¥ 28,900		¥ 40,400		¥ 27,500	
ISO4642100	Finnpiquette F2 0.5-5 ml	¥ 31,500		¥ 43,000		¥ 29,500	
ISO4642110	Finnpiquette F2 1-10 ml	¥ 38,000		¥ 49,500		¥ 35,000	
Finnpiquette F1 マルチチャンネル							
ISO4661000	Finnpiquette F1 8-channel 1-10 µl	¥ 110,000	¥ 18,000	¥ 128,000	→ ¥ 82,000		
ISO4661010	Finnpiquette F1 8-channel 5-50 µl	¥ 110,000		¥ 128,000		¥ 82,000	
ISO4661020	Finnpiquette F1 8-channel 10-100 µl	¥ 110,000		¥ 128,000		¥ 82,000	
ISO4661030	Finnpiquette F1 8-channel 30-300 µl	¥ 110,000		¥ 128,000		¥ 82,000	
ISO4661040	Finnpiquette F1 12-channel 1-10 µl	¥ 125,000		¥ 143,000		¥ 93,000	
ISO4661050	Finnpiquette F1 12-channel 5-50 µl	¥ 125,000		¥ 143,000		¥ 93,000	
ISO4661060	Finnpiquette F1 12-channel 10-100 µl	¥ 125,000		¥ 143,000		¥ 93,000	
ISO4661070	Finnpiquette F1 12-channel 30-300 µl	¥ 125,000		¥ 143,000		¥ 93,000	
Finnpiquette F2 マルチチャンネル							
ISO4662000	Finnpiquette F2 8-channel 1-10 µl	¥ 98,000	¥ 18,000	¥ 116,000	→ ¥ 73,000		
ISO4662010	Finnpiquette F2 8-channel 5-50 µl	¥ 98,000		¥ 116,000		¥ 73,000	
ISO4662020	Finnpiquette F2 8-channel 10-100 µl	¥ 98,000		¥ 116,000		¥ 73,000	
ISO4662030	Finnpiquette F2 8-channel 30-300 µl	¥ 98,000		¥ 116,000		¥ 73,000	
ISO4662040	Finnpiquette F2 12-channel 1-10 µl	¥ 112,000		¥ 130,000		¥ 83,000	
ISO4662050	Finnpiquette F2 12-channel 5-50 µl	¥ 112,000		¥ 130,000		¥ 83,000	
ISO4662060	Finnpiquette F2 12-channel 10-100 µl	¥ 112,000		¥ 130,000		¥ 83,000	
ISO4662070	Finnpiquette F2 12-channel 30-300 µl	¥ 112,000		¥ 130,000		¥ 83,000	
Finnpiquette ノーバス							
ISO46200000	Finnpiquette Novus 1ch 1-10 µl	¥ 75,000	¥ 11,500	¥ 86,500	→ ¥ 57,000		
ISO46200300	Finnpiquette Novus 1ch 5-50 µl	¥ 75,000		¥ 86,500		¥ 57,000	
ISO46200400	Finnpiquette Novus 1ch 10-100 µl	¥ 75,000		¥ 86,500		¥ 57,000	
ISO46200500	Finnpiquette Novus 1ch 30-300 µl	¥ 75,000		¥ 86,500		¥ 57,000	
ISO46200600	Finnpiquette Novus 1ch 100-1000 µl	¥ 75,000		¥ 86,500		¥ 57,000	
ISO46200700	Finnpiquette Novus 1ch 0.5-5 ml	¥ 75,000		¥ 86,500		¥ 57,000	
ISO46200800	Finnpiquette Novus 1ch 1-10 ml	¥ 75,000	¥ 86,500	¥ 57,000			
ISO46300000	Finnpiquette Novus 8ch 1-10 µl	¥ 158,000	¥ 18,000	¥ 176,000	→ ¥ 120,000		
ISO46300100	Finnpiquette Novus 12ch 1-10 µl	¥ 178,000		¥ 196,000		¥ 135,000	
ISO46300200	Finnpiquette Novus 8ch 5-50 µl	¥ 158,000		¥ 176,000		¥ 120,000	
ISO46300300	Finnpiquette Novus 12ch 5-50 µl	¥ 178,000		¥ 196,000		¥ 135,000	
ISO46300400	Finnpiquette Novus 8ch 30-300 µl	¥ 158,000		¥ 176,000		¥ 120,000	
ISO46300500	Finnpiquette Novus 12ch 30-300 µl	¥ 178,000		¥ 196,000		¥ 135,000	
ISO46300800	Finnpiquette Novus 8ch 100-1200 µl	¥ 189,000		¥ 207,000		¥ 145,000	
						合計数量	

*ISO 校正 (ISO/IEC17025 ピペット校正) とは、ISO/IEC17025 適合のピペット校正において JAB 認定範囲の校正を示しております。
 *16 チャンネルピペットはパッケージではなく、通常料金にてご提供となります。
 *ピペット本体のみの特価販売はいたしません。

お申込書

お客様ご記入欄	
施設名/会社名	
部署名	
ご担当者名	
ご住所 〒	
TEL / FAX	TEL FAX
E-mail	

販売店記入欄	
販売店	販売店担当者
支店・営業所	発注番号

●ISO 校正証明書作成にはお客様の情報が必要です。必ず、上記お客様欄にご記入下さい。

FAX番号 東京 03-5826-1612 大阪 06-6866-1702 福岡 092-452-3233