

Thermo Scientific バリュープライス製品 ラインナップ

Thermo Scientificは幅広い製品群を用意しておりますが、
その中でも、コストパフォーマンスに優れたお手頃な製品をご紹介します。

フィンピペットF3

上位機種であるフィンピペット
F1&F2の基本的な性能を搭載
した実用性の高いシンプルモデル

- カラフルデザイン
- 快適軽量設計ピペット
- チップコーンはオートクレーブ可




1本 **¥19,800!**

ラボチップ

価格満足度 100%!!

- 10ul、200ul、1000ulの3タイプ
- 各容量バルク、ラックの2種類
- RNase、DNase、パイロジェンフリー




ラボチップイエロー
¥1.3/本

ラボフィルターチップ

Good!! ピペットフィッティング

- 液切れ抜群ローリテンションタイプ
- 特殊フィルターによるコンタミ防止
- RNase、DNase、パイロジェンフリー



1ラック
¥900

スナップキャップマイクロチューブ

リニューアル!!
透明度向上、フタ開閉容易!

- フロスティ加工により、文字書き込み可
- RNase、DNase、パイロジェンフリー
- オートクレーブ可



1.5ml チューブ
¥2.4/本

カタログNo、価格等は、裏面をご覧ください。

1 フィンピペットF3 (Finnpipette F3)

カタログ No.	容量レンジ	可変ステップ	カラーコード	価格(税抜)	適合チップ
4640000	1-10 μ lマイクロ	0.02 μ l	ピンク	¥19,800	Labtip Micro, LabFiltertip 10ul
4640030	2-20 μ l	0.02 μ l	イエロー	¥19,800	Labtip Yellow, LabFiltertip 30ul
4640040	10-100 μ l	0.2 μ l	イエロー	¥19,800	Labtip Yellow, LabFiltertip 200ul
4640050	20-200 μ l	0.2 μ l	イエロー	¥19,800	Labtip Yellow, LabFiltertip 200ul
4640060	100-1000 μ l	1 μ l	ブルー	¥19,800	Labtip Blue, LabFiltertip 1000ul
4640070	1-10ml	1-10ml	レッド	¥19,800	フィンチップ10ml

*フィンチップ 10ml 9402150 40チップ/箱 ¥1,400

2 ラボチップ (Labtip Micro、Yellow、Blue)

カタログ No.	仕様	包装	価格(税抜)
94300420	ラボチップマイクロ (0.5-10ul)	1000チップ/袋	¥1,900
94300430	ラボチップマイクロ (0.5-10ul)	96チップ×40ラック	¥16,600
94300120	ラボチップイエロー (5-200ul)	1000チップ/袋	¥1,330
94300130	ラボチップイエロー (5-200ul)	96チップ×40ラック	¥16,600
94300220	ラボチップブルー (100-1000ul)	1000チップ/袋	¥1,500
94300230	ラボチップブルー (100-1000ul)	60チップ×30ラック	¥8,700




3 ラボフィルターチップ (LabFiltertip)

カタログ No.	仕様	全長(mm)	包装	価格(税抜)
A23013PRX	ラボフィルターチップ10ul	30.2	96チップ×10ラック	¥9,000
A23033PRX*	ラボフィルターチップ10ul マイクロ	44.5	96チップ×10ラック	¥9,000
A23073PRX	ラボフィルターチップ30ul	49.9	96チップ×10ラック	¥9,000
A23147PRX	ラボフィルターチップ200ul	49.9	96チップ×10ラック	¥9,000
A23195PRX	ラボフィルターチップ1000ul	78	100チップ×10ラック	¥9,000

*フィンピペットF3には適合しません。

4 スナップキャップマイクロチューブ (Snap-Cap Centrifuge Tubes)

カタログ No.	仕様	遠心耐性	包装	価格(税抜)
3446JP	0.6ml マイクロチューブ 目盛付き	30,000×g	100/000	¥2,900
3448	1.5ml マイクロチューブ 目盛付き	26,000×g	50/500	¥1,200
3434	2.0ml マイクロチューブ 目盛付き	25,000×g	50/500	¥1,600



※ デモ品、サンプルもご用意しております。 ※ その他ピペット及びチップの適合については、お問い合わせください。

● 仕様、外観等は予告なく変更されることがあります。 ● 価格はメーカー希望小売価格です。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

ラボプロダクツ事業本部

■東京オフィス TEL. 03-5826-1616 FAX. 03-5826-1612

■大阪支店 TEL. 06-6866-1701 FAX. 06-6866-1702

■福岡営業所 TEL. 092-452-3232 FAX. 092-452-3233

www.thermoscientific.jp

info.LPG.jp@thermofisher.com

■販売店