

ピペット送付先

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社  
ピペットサービスセンター

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-9 C棟  
TEL 045-453-9227 FAX 045-453-9228

依頼日 年 月 日

## フィンピペットサービス依頼書

販売店 依頼番号/注番

サーモフィッシャーサイエンティフィック 受付番号

御使用先 (エンドユーザー)  *この枠内は必須です  *施設名は校正証明書内に 表記されますので正式名 称をご記入下さい	施設名					
	部署名					
	ご担当者名	様	e-mail			
	住所	〒				
	TEL				FAX	
依頼ピペット 及び サービス概要	番号	モデル (フォーカス、デジタル等)	チャンネル数	容量	シリアルナンバー	備考
	1			μl・ml		
	2			μl・ml		
	3			μl・ml		
	故障状況 (症状を詳しくご記入ください)					
	見積書	必要・不要	保証書添付		有・無	
校正証明書(トレサビリティ証明書)		必要・不要		*ピペット1本につき1部発行 ¥3,000 *ISO校正証明書が必要な方は別途依頼書がございます		
付属品		<input type="checkbox"/> ACアダプタ <input type="checkbox"/> スタンド <input type="checkbox"/> パッケージBOX <input type="checkbox"/> その他( )				
販売店	会社名	本社・				支店 営業所
	住所	〒				
	TEL					
	FAX					様

ご希望のサービスにチェックを付け、2. その他のサービスをご依頼の方は検定条件にもチェックをお付け下さい。

### 1. フィンピペット サービスパッケージ (一般的な修理の方はこちらになります。)

基本料金・検定料金・パーツ代全て込みのパック料金です。

コースは弊社にてピペットの状態を確認の上、下記料金表に基づいて決定させていただきます。

検定条件は 最小容量・最大容量 2点・測定回数各5回・点検後のみ(1回) / 両端チャンネル(マルチ) となります。

- シングルチャンネル : フォーカス(4600,4601)、デジタル(4500,4501)、カラー(4027)、キャンパス(4027)、ノーパス(4620:SCP1、2のみ適用) \*

コース	料金	修理内容
S C P 1	¥4,200	クリーニング、グリスアップ、Oリングとチップコーンの交換 見積なしで修理実施
S C P 2	¥7,900	SCP1+ピストン、スプリング、イジェクタ等の交換
S C P 3	¥13,000	SCP1+ハンドルの交換

- マルチチャンネル : フォーカス(4610)、デジタル(4510)、ノーパス(4630:MCP1、2のみ適用) \*

コース	料金	修理内容
M C P 1	¥7,200	クリーニング、グリスアップ、必要に応じてOリングの交換 見積なしで修理実施
M C P 2	¥17,000	MCP1+チップコーン、ピストン、イジェクタ等の交換
M C P 3	¥25,000	MCP1+ハンドルの交換

\* ノーパスの本体部パーツ(バッテリー含む)につきましては、別途パーツ代を申し受けます。

### 2. その他のサービス (校正証明書が必要な方、前検定が必要な方等はこちらになります。)

パッケージ適用外のサービスの場合は、下記料金表に従い、基本料金 + 検定料金 + パーツ代 の合計料金となります。

検定条件を下表からお選び下さい。特にご指定がない場合は、\*として御見積いたします。

基本料金	シングルチャンネル		マルチチャンネル	
	¥2,500 (電動 ¥3,500)		¥3,500	
検定料金	修理後のみ(1回)	修理前後(2回)	修理後のみ(1回)	修理前後(2回)
容量2点・測定回数各5回・全チャンネル(マルチ)	<input type="checkbox"/> * ¥2,300	<input type="checkbox"/> ¥3,200	<input type="checkbox"/> * ¥5,200	<input type="checkbox"/> ¥7,300
特殊ピペット/容量2点・測定回数各5回・両端のみ(マルチ)	<input type="checkbox"/> ¥3,000	-	<input type="checkbox"/> ¥3,000	-
パーツ代	交換が必要なパーツ代			

ISO校正サービス、バリデーションサポートにつきましては、別途依頼書兼仕様書をご用意しております。詳細は弊社までお問い合わせください。

個人情報の取り扱いと「お客様満足度調査」ご協力をお願い  
本依頼書にご記入いただいたお客様の個人情報は、今回のサービスに関する目的のみ使用いたします。なお、今回のサービスについて簡単なアンケートによるお客様満足度調査のご協力をお願いいたします。この調査はThermo Fisher Scientificグループが、お客様へのサービス向上の取り組みの一環として実施するものです。  
● 調査は、米国の市場調査会社に委託しておりますが、質問/回答とも日本語をお選びいただけます。  
● 方法: 電子メールでアンケートサイトのURLをご連絡いたします。  
● アンケートは今回ご依頼いただいたサービスを対象としております。所要時間は5分程度です。

## ピペットサービス / 汚染除去証明書

お客様各位

ピペットをサービスのために返送される場合は、下記項目のご記入をお願い致します。

- サービスセンターへ返送する全てのピペットについてこの表に記入し、ピペットに添付して下さい。
- 法規制等に該当するものの送付にはご注意ください。
- ピペットが汚染除去されていない場合、かつ/または、汚染除去証明書のご記入がない場合は、サービスを承ることができない場合がございます。

	ピペット (製品番号 / モデル)	シリアルナンバー	備考
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

合計 \_\_\_\_\_ 本

私は、このピペットを生物学的に危険な物質から汚染除去したことを証明します。  
または、これらのピペットは、いかなる危険な物質にも使用していません。  
よって、私はこのピペットがサービスセンターのスタッフの作業に安全であることを証明します。

要望がある場合、私は、適切に汚染除去が行われたことを証明するために、  
必要となる情報を提出します。

署名: \_\_\_\_\_ 日付: \_\_\_\_\_

お名前: \_\_\_\_\_

施設名: \_\_\_\_\_